

Döküman Kodu: AH.FR.14		Yayın Tarihi: 13.01.2021					Revizyon Tarihi : -					Revizyon No: 00					Sayfa No : 1 / 1														
AY:		YIL:					CİHAZIN BULUNDUĞU ODA NO:																								
YAPILACAKLAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Devre kaçağı Kontrolü (*)																															
Mekanik ventilatör kontrolü (*)																															
Hava akış kontrolü (*)																															
Manuel devre kaçağı kontrolü (*)																															
APL valfi kontrolü (*)																															
Flow O2 sensör bakım ve kontrolü (*)																															
Cihaz yüzey temizliği (*)																															
Bakteri filtresi değişimi (**)																															
Hasta devresi değişimi (**)																															
İnspiryum expiryum valfi temizliği (*)																															
Sodalime değişimi ve kontrolü (**)																															
O2 Tüpünün kontrolü (*)																															
N2O tüpünün kontrolü (*)																															
KONTROL EDEN																															

(*) Günlük tekrar

(**) Haftalık tekrar