

Fertillife[®]Özel Dr. Fatih Ögüç Fertillife
Afyon Hastanesi**STERİL PAKET AÇMA TALİMATI****Döküman Kodu:** AH.TL.03**Yayın Tarihi:**
13.01.2021**Revizyon Tarihi:**01.01.2022**Revizyon No:**01**Sayfa No:**1/3**REVİZYON BİLGİSİ**

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Açıklama
01.01.2022	01	SKS6.1'e göre Gözden geçirildi.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi: İmza	Kalite Müdürü İmza	Genel Müdür İmza

FERTILLIFE®Özel Dr. Fatih Ögüç Fertillife
Afyon Hastanesi**STERİL PAKET AÇMA TALİMATI****Döküman Kodu:** AH.TL.03**Yayın Tarihi:**
13.01.2021**Revizyon Tarihi:**01.01.2022**Revizyon No:**01**Sayfa No:**1/3

1. AMAÇ: Ameliyat olan hastalara cerrahi asepsiye uygun paket, bohça ve setlerin açılması.

2. KAPSAM: Hastaneleri'nde görevli Ameliyathane hemşireleri ve diğer cerrahi ekibi kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR: Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Tüm Ameliyathane Hemşireleri, Tüm Ameliyathane Cerrahi Teknikerleri, Steril Malzeme Kullanan Tüm Birimler.

6. FAALİYET AKIŞI:

6.1. Steril Paket Açılması

6.1.1. Paket steril alana açılmadan önce son kullanma tarihi; delik-yırtık olup olmadığı, indikatörü ve nemli olup olmadığı kontrol edilir.

6.1.2. Paket açarken paketin açılma yönüne dikkat edilecek şekilde önce yakın taraftan açılmaya başlanılır.

6.1.3. Baş parmak yardımı ile el sırtı paketin dış yüzünde kalır ve paket elde toplanacak şekilde içindeki malzemenin kontrolü de sağlanarak steril alana yaklaşık 30 cm'lik mesafe ile açılır.

6.1.4. Paket steril alana açıldıktan sonra havaya kaldırılıp ışık altında tekrar delik-yırtık olup olmadığı kontrol edilir.

6.1.5. Olumsuz durumlarda işlem basamakları tekrarlanır.

6.2. Steril Bohça Açılması

6.2.1. Bohça açılmadan önce bohçanın üstündeki bilgiler kontrol edilir (adı, son kullanma tarihi).

6.2.2. Bohçanın delik-yırtık ve nemli olup olmadığı kontrol edilir.

6.2.3. Enstrümantasyon masasının üstündeki bohça öncelikli kişiye uzak taraftan açılmaya başlanılarak; sağ ve sol kanatlar açıldıktan sonra kendinden yakın taraf masadan uzaklaştırılarak açılır.

6.3. Steril Konteynir Açılması

6.3.1. Ameliyatta kullanılacak steril Konteynir içerisindeki cerrahi aletleri ameliyata girecek olan scrup hemşire T-DOC sisteminde öncelikle stoktan çekilmesi gerekmektedir.

6.3.2. Stoğu sistem üzerinden çekilen malzeme süreci aşağıdaki akış izlenerek gerekli kontroller sağlanır,

6.3.3. Barkod okuyucu görev alanı seçilir.

6.3.4. Scrup hemşire kendisine ait barkodunu sisteme okutur.

6.3.5. Alan seçimi (genel cerrahi, ortopedi vb.) yapılır.

6.3.6. Sete ait barkodun okutulması sağlanır

Döküman Kodu: AH.TL.03

Yayın Tarihi:
13.01.2021

Revizyon Tarihi:01.01.2022

Revizyon No:01

Sayfa No:1/3

6.3.7. Sistem üzerinden çıkış yapılarak setin ameliyat salonuna gelişi sağlanır.

6.3.8. Ameliyat salonunda scrup hemşire tarafından hangi salonda ise seçimi T-DOC sistemi üzerinden yapılır.

6.3.9. Scrup hemşire kendi kimlik barkotunu ve arkasından set barkotunun okutur,

6.3.10. Mühürler dikkatli bir şekilde ve fırlamaya meyil bırakılmadan konteynır kapağını açmak sureti ile kırılır.

6.3.11. Kapak açılır açılmaz alandan uzaklaşılır.

6.3.12. Sepet içinde bulunan "**Cerrahi Set Listesi**" ve indikatör kontrol edilir.

6.3.13. Konteynır içinde bulunan sepet scrub hemşire tarafından iki yönlü sepet saplarından masaya alınır.

6.3.14. Sonrasında ameliyat öncesi sayım yapılır ve sistem üzerinden set onaylanır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

7.1.Cerrahi Set Listesi